

1546281 - Linido support de sécurité - blanc - 1 pc



Déscription

Le support de sécurité est applicable comme support frontal ou fixation en combinaison avec 2 poignées de toilettes fixes LI2601.0xx ou 2 poignées de toilettes pliantes LI2603.3xx. Peut également être monté ultérieurement, est réglable en profondeur, avec une serrure d'un côté.

Spécifications

Marque	Linido
SKU leverancier	LI2609.2003-02
sku	1546281
Catégorie appuis pour toilette	Accessoires pour appui toilette
Type d'emballage	Pièce