

## 1546281 - Linido support de sécurité - blanc - 1 pc



### Déscription

Le support de sécurité est applicable comme support frontal ou fixation en combinaison avec 2 poignées de toilettes fixes LI2601.0xx ou 2 poignées de toilettes pliantes LI2603.3xx. Peut également être monté ultérieurement, est réglable en profondeur, avec une serrure d'un côté.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Linido
<b>SKU leverancier</b>	LI2609.2003-02
<b>sku</b>	1546281
<b>Catégorie appuis pour toilette</b>	Accessoires pour appui toilette
<b>Type d'emballage</b>	Pièce