


1551033 - Housse bi-tec pour coussin Relax standard - 1 pc



Déscription

Taie d'oreiller Fico pour oreiller relax standard, pour garantir une longue durée de vie de l'oreiller, nous vous recommandons de fournir l'oreiller avec une taie d'oreiller pour une hygiène optimale. De légères différences de couleur sont possibles, les housses sont lavables à 60°C.

Spécifications

Marque	Fico
sku	1551033
Couleur housse	Bleu
Lavable	90 °C
Marque du matériel de positionnement	Relax
Matériel	Bi-tec
Type d'emballage	Pièce