

**1103241 - Tork advanced wash cloth folded - 6-plis - 19 x 25 cm -  
1600 feuilles - 1 pc**



## Déscription

Offrez un soin supérieur à vos patients avec les chiffons de nettoyage Tork Wash Cloth Advanced, idéaux pour le lavage des patients à l'eau et au savon doux.

- Chiffon de nettoyage doux et résistant pour une grande efficacité

## Spécifications

<b>Marque</b>	Tork
<b>SKU leverancier</b>	747450
<b>Composition</b>	Fibres vierges de bois
<b>Normes</b>	ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001
<b>Largeur dépliée</b>	25 cm
<b>sku</b>	1103241
<b>Produits similaires</b>	Non
<b>Couches</b>	6 couches
<b>Couleur</b>	Blanc
<b>Type d'emballage</b>	Boîte