

**1103241 - Tork advanced wash cloth folded - 6-plis - 19 x 25 cm -
1600 feuilles - 1 pc**



Déscription

Offrez un soin supérieur à vos patients avec les chiffons de nettoyage Tork Wash Cloth Advanced, idéaux pour le lavage des patients à l'eau et au savon doux.

- Chiffon de nettoyage doux et résistant pour une grande efficacité

Spécifications

Marque	Tork
SKU leverancier	747450
Composition	Fibres vierges de bois
Normes	ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001
Largeur dépliée	25 cm
sku	1103241
Couches	6 couches
Couleur	Blanc
Type d'emballage	Boîte