

1543056 - Sangle de fixation tronc Swift Mobil



Déscription

La ceinture thoracique Etac est facile à régler et s'attache autour des sangles de la garniture de soutien du dos. Il est recommandé d'utiliser cette ceinture avec une ceinture de hanche Etac pour un soutien supplémentaire.

Spécifications

Marque	Etac
Composition	Polyester
Normes	EN 12182
sku	1543056
Catégorie de fixation	Ceintures
Fermeture	Boucles
Type d'emballage	Pièce
Type de fixation	Fixation abdominale
Usage de la fixation	En chaise roulante