

## 1001117 - Stylet boutonné - 14 cm x (2 mm) - 1 pc



### Déscription

Le stylet boutonné ou jauge de plaie Griffioen convient pour déterminer la profondeur d'une plaie. Ceux-ci ont une longueur de 14,5 cm et une épaisseur de 2 mm.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Griffioen
<b>Dimensions du produit</b>	L 14 cm
<b>Stérile</b>	Non
<b>Composition</b>	Acier inoxydable
<b>sku</b>	1001117
<b>Normes</b>	ISO 13485:2016
<b>Qualité instruments</b>	Standard
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce