

## 1623453 - SportsArt Vélo couché Prime Line Eco-Natural C573R - auto-alimenté - écran LED



### Déscription

Le **Vélo Allongé SportsArt C573R** fait partie de la **ligne ECO-NATURAL™ Prime**, une série d'appareils cardio réputée pour son **design, sa fiabilité et son efficacité énergétique**. Avec son design moderne et ses fonctionnalités pratiques, le C573R offre une **expérience d'entraînement confortable, conviviale et respectueuse de l'environnement**.

Grâce à son **design à enjambement bas**, les utilisateurs peuvent monter facilement, ce qui rend ce vélo allongé très accessible aux seniors et aux personnes en rééducation. La **selle réglable** garantit une posture ergonomique et confortable. Avec **40 niveaux de résistance**, l'intensité de l'entraînement peut être entièrement adaptée aux besoins de chaque utilisateur.

#### Caractéristiques principales du SportsArt C573R :

- **Technologie ECO-NATURAL™** – entraînement écoénergétique et écologique
- **Design à enjambement bas facile** – sûr et accessible à tous les utilisateurs
- **40 niveaux de résistance** – adapté du cardio léger à l'entraînement intensif
- **Selle réglable** – pour une ergonomie et un confort optimaux
- **Design durable** – résistant à une utilisation intensive en milieu professionnel

#### Spécifications techniques :

- **Poids de l'unité** : 93 kg
- **Dimensions (L x l x H)** : 176,5 x 62,5 x 140,2 cm
- **Poids utilisateur maximal** : 180 kg
- **Niveaux de résistance** : 40

Le **vélo allongé SportsArt C573R** est idéal pour :

- **Les clubs de fitness et salles de sport** recherchant un équipement durable et écoénergétique
- **Les centres de rééducation et cabinets de physiothérapie** où l'accessibilité et le confort sont essentiels
- **Les utilisateurs à domicile** souhaitant un vélo allongé professionnel et confortable

## Spécifications

<b>Marque</b>	SportsArt
<b>sku</b>	1623453
<b>Poids</b>	93 kg
<b>Poids maximal de l'adulte</b>	180 kg
<b>Type d'emballage</b>	Pièce