

## 1533616 - Sonicaid FM830 Encore - Moniteur foetal et maternel



### Déscription

Surveillance foetale hautes performances pour salles de travail

Le Sonicaid FM830 Encore est un cardiocytographe à hautes performances conçu pour le monitoring du foetus et de la mere en intrapartum.

Dans l'effervescence des salles de travail, vous avez besoin d'un équipement robuste au fonctionnement simple et intuitif, sur lequel les données sont immédiatement accessibles et faciles à lire.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Huntleigh
<b>sku</b>	1533616
<b>Type d'emballage</b>	Pièce