

1501957 - Seca 334 pèse-bébé digitale portable - 20 kg - 1 pc



Spécifications

Marque	Seca
Poids max.	20 kg
Mémoire	Non
Calibré	Non
Avec tige de mesure	Non
Indication de l'IMC	Non
Fonction de mise en marche automatique	Non
Fonction d'arrêt automatique	Oui
sku	1501957
Classe pèse personnes	n/a
Gradation pèse-personnes	5 g < 10 kg > 10 g
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe Im
Type d'emballage	Pièce
Type d'échelle	Pèse-bébés numériques