

## 1501957 - Seca 334 pèse-bébé digitale portable - 20 kg - 1 pc



### Spécifications

<b>Marque</b>	Seca
<b>Mémoire</b>	Non
<b>Calibré</b>	Non
<b>Poids max.</b>	20 kg
<b>Avec tige de mesure</b>	Non
<b>Indication de l'IMC</b>	Non
<b>Fonction de mise en marche automatique</b>	Non
<b>Fonction d'arrêt automatique</b>	Oui
<b>sku</b>	1501957
<b>Produits similaires</b>	Oui
<b>Classe pèse personnes</b>	n/a
<b>Gradation pèse-personnes</b>	5 g < 10 kg > 10 g
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe Im
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Type d'échelle</b>	Pèse-bébés numériques