

1549203 - Speedicath sonde nelaton enduit d'hydrofié - 20 cm - usage unique - Ch 14 - stérile - 1 x 30 pcs



Déscription

Les sondes SpeediCath sont prêtes à l'emploi, intuitives et faciles à utiliser. Le lubrifiant est immédiatement activé et ne nécessite ni eau ni gel lubrifiant. Rien de plus facile et rapide..

Les sondes SpeediCath sont conçues pour offrir plus de confort et réduire les risques de lésion de l'urètre. Leur lubrifiant hydrophile unique et leurs œils polis permettent un sondage confortable à l'insertion comme au retrait.

SpeediCath est facile et rapide à utiliser. La languette permet une ouverture facile et les points adhésifs garantissent le maintien en place de la sonde avant utilisation.

Spécifications

Marque	Coloplast
Longueur de la sonde	20 cm
Composition	Enduit hydrophile
Stérile	Oui
sku	1549203
Diamètre sonde	Ch 14
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe Is
Sex	Femmes
Type d'emballage	Boîte