

1539432 - MaiMed®- porefix - 5 x 7 cm - stérile - 1 x 50 pcs



Déscription

MaiMed® - porefix est un pansement non tissé avec adhésif polyacrylate hypoallergénique, adapté aux peaux sensibles. Le pansement doux est souple, sans latex et respirant. Grâce à son élasticité, il s'adapte à la forme du corps. Le pansement s'absorbe bien et n'adhère pas à la plaie.

Pour le pansement externe des blessures et des plaies post-opératoires. Il peut être retiré facilement et sans douleur après utilisation.

Spécifications

Marque	Maimed
Composition	Non-tissé 100% polyester avec couche adhésive en polyacrylate
Compresse	Oui
Perforé	Non
Sans latex	Oui
sku	1539432
Stérile	Oui
Couleur	Blanc
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe Is
Taille	5 x 7 cm
Type d'emballage	Boîte