

**1539432 - MaiMed® - porefix - 5 x 7 cm - stérile - 1 x 50 pcs**



## Déscription

MaiMed® - porefix est un pansement non tissé avec adhésif polyacrylate hypoallergénique, adapté aux peaux sensibles. Le pansement doux est souple, sans latex et respirant. Grâce à son élasticité, il s'adapte à la forme du corps. Le pansement s'absorbe bien et n'adhère pas à la plaie.

Pour le pansement externe des blessures et des plaies post-opératoires. Il peut être retiré facilement et sans douleur après utilisation.

## Spécifications

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Marque</b>                    | Maimed  |
| <b>Composition</b>               | Non-tissé 100% polyester avec couche adhésive en polyacrylate |
| <b>Compresse</b>                 | Oui   |
| <b>Perforé</b>                   | Non   |
| <b>Sans latex</b>                | Oui   |
| <b>sku</b>                       | 1539432   |
| <b>Stérile</b>                   | Oui   |
| <b>Couleur</b>                   | Blanc   |
| <b>Réglementation Européenne</b> | MDD - 93/42/EEC - Classe Is                                   |
| <b>Taille</b>                    | 5 x 7 cm  |
| <b>Type d'emballage</b>          | Boîte   |