

## 1618327 - Tabouret selle TR01- roues - 48 - 61 cm - revêtement standard - rouge



### Déscription

La tabouret selle TR 01 à roulettes est un tabouret médical polyvalent conçu pour offrir confort et stabilité. Ce tabouret est doté d'une assise en selle rembourrée et confortable, offrant un confort d'assise prolongé, idéal pour les professionnels de santé qui doivent travailler dans la même position pendant de longues périodes.

#### Caractéristiques principales

- Base stable : Le Tabouret TR 01 est équipé d'une base solide en plastique qui garantit une stabilité maximale, même en cas d'utilisation intensive.
- Facilement réglable : Grâce au vérin à gaz, la hauteur peut être ajustée rapidement et facilement pour répondre aux besoins de chaque utilisateur.

La selle-tabouret TR 01 offre l'équilibre parfait entre fonctionnalité et confort, ce qui en fait un choix incontournable pour tout environnement médical.

L'assise en selle peut être montée sur les modèles TR-01, TR-02 et TR-03.

*Attention : la couleur du tabouret telle qu'affichée sur l'image peut différer de la réalité.*

## Spécifications

<b>Marque</b>	Spinetechnics
<b>Roues</b>	Oui
<b>Anneau de pied</b>	Non
<b>Dossier</b>	Non
<b>Diamètre du siège</b>	35 cm
<b>Nombre de roues</b>	5
<b>sku</b>	1618327
<b>Couleur</b>	S06 - rouge
<b>Couleur châssis</b>	Noir
<b>Matériel châssis</b>	Matière synthétique
<b>Réglable en hauteur avec un vérin à gaz</b>	48 - 61 cm
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Type de siège</b>	Selle