


**1610065 - PROLENE™ fil de suture 6/0 - 15 mm - 45 cm - EX1 - 24 pcs**



## Déscription

La suture PROLENE™ (teintée ou non) est une suture chirurgicale stérile non absorbable composée d'un stéroisomère cristallin isotactique de polypropylène, une polyoléfine linéaire synthétique. La suture colorée est pigmentée en bleu pour améliorer la visibilité.

### Avantages

- Monofilament
- Synthétique

## Spécifications

<b>Marque</b>	Ethicon
<b>SKU leverancier</b>	W8873T
<b>Composition</b>	Polypropylène
<b>Stérile</b>	Oui
<b>Résorbable</b>	Non
<b>sku</b>	1610065
<b>Longueur du fil</b>	45 cm
<b>Epaisseur du fil</b>	6/0
<b>Longueur aiguille</b>	15 mm
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe III
<b>Type d'emballage</b>	Boîte