

## 1575284 - Preven's paris gel alcoolique - 5 litre - 1 pc



## **Déscription**

Le gel alcoolisé Preven's Paris assure un nettoyage exempt de germes, tous les virus enveloppés incluant les Coronavirus et de bactéries à 99,99 %, sans utiliser d'eau ni de savon. La formule garantit une haute tolérance tout en préservant l'hydratation naturelle de l'épiderme. Mettez une petite quantité dans la paume de votre main et faites pénétrer dans tous les plis jusqu'à absorption complète. Contient de la glycérine d'origine végétale qui contribue à préserver l'hydratation cutanée.

## **Spécifications**

Marque	Gojo Prodene Klint
sku	1575284
Ingrédients	Ethanol d'origine végétale N° CAS 64-17-5 (600,00 g/Kg), propan-2-ol CAS n° 67-63-0 (150,00 g/kg), glycérine d'origine naturelle
Contenu	51
Forme physique	Gel
Odeur	Non parfumée
Type d'emballage	Pièce