

## 1575284 - Preven's paris gel alcoolique - 5 litre - 1 pc



### Déscription

Le gel alcoolisé Preven's Paris assure un nettoyage exempt de germes, tous les virus enveloppés incluant les Coronavirus et de bactéries à 99,99 %, sans utiliser d'eau ni de savon. La formule garantit une haute tolérance tout en préservant l'hydratation naturelle de l'épiderme. Mettez une petite quantité dans la paume de votre main et faites pénétrer dans tous les plis jusqu'à absorption complète. Contient de la glycérine d'origine végétale qui contribue à préserver l'hydratation cutanée.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Gojo Prodene Klint
<b>sku</b>	1575284
<b>Ingrédients</b>	Ethanol d'origine végétale N° CAS 64-17-5 (600,00 g/Kg), propan-2-ol CAS n° 67-63-0 (150,00 g/kg), glycérine d'origine naturelle
<b>Apparence</b>	Gel
<b>Contenu</b>	5 l
<b>Odeur</b>	Non parfumée
<b>Type d'emballage</b>	Pièce