

## 1601701 - Keiser Leg Extension Air 250 avec ROM



### Déscription

La machine d'extension de jambe Air250 est conçue pour un accès aisé. Elle peut être utilisée par des personnes de taille comprise entre 1,47 m et 2,03 m. Le coussin au niveau des jambes et le dossier sont entièrement réglables sans devoir descendre de la machine.

Le dossier est réglable en avant et en arrière sans changer d'angle, ce qui permet de protéger le bas de votre dos pendant l'exercice. Les poignées sont munies de touches de pouce, qui vous permettent de contrôler la résistance pendant l'exercice. Un limiteur de portée est disponible en option pour ajuster la position de départ de 20° à 120°.

- Peu de chocs pour les muscles et les articulations
- Keiser dynamic variable resistance
- Mouvement bilatéral pour un entraînement symétrique
- Grand écran qui montre la résistance et des répétitions

## Spécifications

<b>Marque</b>	Keiser
<b>Dimensions du produit</b>	H 106.7 cm
<b>SKU leverancier</b>	001122BP
<b>Résistance</b>	0-104 kg
<b>sku</b>	1601701
<b>Couleur</b>	Rouge
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce