

## 1618372 - Tabouret selle TR03 - repose - pieds - roues - 64 - 89 cm - revêtement standard - beige



### Déscription

La tabouret selle TR 03 allie un design moderne à un confort et une fonctionnalité optimaux. Elle a été spécialement conçue pour les professionnels de la santé qui ont besoin d'une solution d'assise ergonomique et durable.

#### Caractéristiques principales

- Assise confortable : le tabouret est doté d'une assise rembourrée de haute qualité qui offre un confort d'assise durable, même pendant les heures de travail intensives.
- Base stable : La base robuste en aluminium du Tabouret TR 03 assure une stabilité maximale, ce qui rend ce tabouret idéal pour une utilisation quotidienne dans les environnements médicaux.
- Réglage facile de la hauteur : Grâce au vérin à gaz intégré, la hauteur du tabouret peut être réglée rapidement et sans effort, pour une position ergonomique parfaite.

La selle peut être montée sur les modèles TR-01, TR-02 et TR-03.

*Remarque : la couleur du tabouret telle qu'elle apparaît sur l'image peut varier par rapport à la réalité.*

## Spécifications

<b>Marque</b>	Spinetechnics
<b>Roues</b>	Oui
<b>Anneau de pied</b>	Non
<b>Dossier</b>	Non
<b>Diamètre du siège</b>	35 cm
<b>Nombre de roues</b>	5
<b>sku</b>	1618372
<b>Couleur</b>	S15 - beige
<b>Couleur châssis</b>	Couleur de l'aluminium
<b>Matériel châssis</b>	Aluminium poli
<b>Réglable en hauteur avec un vérin à gaz</b>	64 - 89 cm
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Type de siège</b>	Siège rond