

1509026 - WelchAllyn tensiomètre manuel 767 - modèle de table - 2 tuyaux - brassard flexiport taille 11 - 25-34 cm - 1 pc



Déscription

Tensiomètre manuel professionnel de haute précision modèle de table **Welch Allyn.** Résultats rapides et 100% fiables. Sans latex ni mercure. D'autres modèles de la même gamme peuvent être utilisés comme modèles de table et il existe une version murale. Comprend un brassard FlexiPort adulte réutilisable, taille 11.

Spécifications

Marque	WelchAllyn
sku	1509026
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe I
Type d'emballage	Pièce
Type de tensiomètre	Tensiomètres anéroïdes