

1544101 - Renol sangles poignets premium avec sangle de 100 cm - paire



Spécifications

Marque	Renol
SKU leverancier	RFW16087
Options nécessaires	Ne s'applique pas
Normes	EN ISO 13485:2016; 14971:2012; 10993:2019; 10993-5:2009; 1041:2008; 15223-1:2016; 62366:2008
sku	1544101
Catégorie de fixation	Ceintures
Fermeture	Velcro + boucles
Largeur ceinture	Ne s'applique pas
Largeur sangles	5 cm
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe I
Taille de fixation	S – M
Type d'emballage	Pièce
Type de fixation	Fixation poignet
Usage de la fixation	Au lit/brancard