

1560614 - COMPASS 600 - Leg Extension/Curl



Déscription

Entraînement de force pour les jambes avec un poids d'entraînement de 0 à 84 kg avec des incréments de 1 kg. Il est possible de régler la surface arrière, ainsi que la position de départ de l'appareil. Comprend un pointeur laser pour un positionnement optimal. Convient aux personnes pesant jusqu'à 200 kg.

Spécifications

Marque	Proxomed
sku	1560614
Modèle	Leg Extension/Curl
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe Im
Type d'emballage	Pièce