

1618320 - Tabouret TR04 - repose-pieds et dossier - roues - 64 - 89 cm - sellerie Silververtex - bleu caraïbe



Déscription

Le Tabouret TR 04 est la combinaison parfaite de confort et de fonctionnalité. Ce tabouret élégant, doté d'un dossier et d'une assise ergonomique en forme de selle, garantit une posture optimale, idéale pour de longues périodes assises. L'assise est confortablement rembourrée et la hauteur se règle facilement grâce au vérin à gaz intégré, vous permettant de toujours trouver la bonne hauteur de travail.

Le robuste piètement en aluminium du TR 04 assure une grande stabilité, complété par un repose-pieds pratique qui offre un confort supplémentaire pendant l'utilisation. Que vous passiez de longues heures sur le tabouret ou que vous l'utilisiez brièvement, le repose-pieds permet de maintenir une posture détendue et ergonomique.

Remarque : la couleur du tabouret telle qu'elle apparaît sur l'image peut varier par rapport à la réalité.

Spécifications

Marque	Spinetechnics
Roues	Oui
Anneau de pied	Oui
Dossier	Oui
Diamètre du siège	35 cm
Nombre de roues	5
sku	1618320
Couleur	N06-bleu-caraïbe
Couleur châssis	Couleur de l'aluminium
Matériel châssis	Aluminium poli
Réglable en hauteur avec un vérin à gaz	64 - 89 cm
Type d'emballage	Pièce
Type de siège	Siège rond