

## 1600876 - Tensiomètre BP5S



### Déscription

Le tensiomètre connectable par smartphone, iHealth Neo, mesure la pression artérielle, le rythme cardiaque et détecte les irrégularités du rythme cardiaque (arythmie). La taille universelle (22-42 cm) du brassard réglable convient à toutes les formes et à toutes les tailles. iHealth Neo peut être utilisé avec ou sans connexion. Visualisez le résultat directement sur son écran ou sur l'application gratuite iHealth MyVitals.

### Avantages

- Compatible avec les smartphones iPhone et Android
- Mesures systoliques, diastoliques et de la fréquence cardiaque (battements par minute)
- 200 lectures sont enregistrées dans la mémoire du compteur.
- Détection d'un rythme cardiaque irrégulier (arythmie)
- Dispositif sans chambre à air
- Utilisable avec ou sans connexion
- Enregistrez toutes vos mesures dans votre compte MyVitals app

## Spécifications

<b>Marque</b>	ihealth
<b>Mémoire</b>	Oui
<b>sku</b>	1600876
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Type de tensiomètre</b>	Tensiomètres numériques