

1600876 - Tensiomètre BP5S



Déscription

Le tensiomètre connectable par smartphone, iHealth Neo, mesure la pression artérielle, le rythme cardiaque et détecte les irrégularités du rythme cardiaque (arythmie). La taille universelle (22-42 cm) du brassard réglable convient à toutes les formes et à toutes les tailles. iHealth Neo peut être utilisé avec ou sans connexion. Visualisez le résultat directement sur son écran ou sur l'application gratuite iHealth MyVitals.

Avantages

- Compatible avec les smartphones IPhone et Android
- Mesures systoliques, diastoliques et de la fréquence cardiaque (battements par minute)
- 200 lectures sont enregistrées dans la mémoire du compteur.
- Détection d'un rythme cardiaque irrégulier (arythmie)
- Dispositif sans chambre à air
- Utilisable avec ou sans connexion
- Enregistrez toutes vos mesures dans votre compte MyVitals app



Spécifications

| Marque | ihealth |
|---------------------------|------------------------------|
| Mémoire | Oui |
| sku | 1600876 |
| Réglementation Européenne | MDD - 93/42/EEC - Classe IIa |
| Type d'emballage | Pièce |
| Type de tensiomètre | Tensiomètres numériques |