

1549837 - Thermomètre multifonctionnelle infrarouge - FT 70 - 1 pc



Déscription

Fonction vocale. Mesure instantanée au niveau de l'oreille. Mesure sur le front en quelques secondes. Température superficielle d'objets et de liquides. Fièvre signalée par alarme visuelle. Heure et date. 10 valeurs mémorisables. Volume sonore réglable ou voix désactivable. Grand écran très lisible. Produit médical. Convient à toute la famille. Arrêt automatique

Spécifications

Marque	Beurer
Digital	Oui
Infrarouge	Oui
Alarme fièvre	Oui
Non contact	Oui
Embout souple	Non
Taxe Bepat	0.05 EUR
Indicateur de piles faibles	Non
Fonction d'arrêt automatique	Oui
sku	1549837
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Type d'emballage	Pièce
Type de thermomètre	Multifonctionnel