

1551919 - HUMAC NORM



Déscription

Le nouveau CSMI Humac Norm avec le logiciel Humac Plus est un appareil de test et d'entraînement isocinétique pour tester et entraîner le genou, la hanche, l'épaule, le coude, le poignet et le dos (en option).

Avec plus de 70 normes Humac sur le marché belge et nos 30 ans d'expérience, Arseus Medical dispose d'un vaste réseau d'utilisateurs faisant de l'échange d'informations et de résultats un atout puissant.

Les valeurs obtenues lors des tests de Cybex sont comparables aux valeurs normatives et multicentriques réalisées sur Cybex. Ces normes validées ne sont pas comparables à celles d'autres marques. Ils ont également fait l'objet de nombreuses publications internationales.

Spécifications

Marque	CSMI
Normes	EN ISO 13485:2016
sku	1551919
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Type d'emballage	Pièce