

1543655 - Gobelet - couvercle 4 mm - bleu - 250 ml - 1 pc



Déscription

Gobelet de 250 ml avec une ouverture de 4 mm pour les liquides adaptés au chauffage des liquides au micro-ondes jusqu'à 65° C. Le gobelet et le couvercle sont en polypropylène.

Spécifications

Composition	Polypropylène
Couverture	Oui
Anse	Non
Coupe isolante	Non
Indication d'échelle	Non
sku	1543655
Contenu	250 ml
Couleur	Bleu
Type d'emballage	Pièce