

## 1543517 - LB 44 humidificateur d'air à ultrason - 1 st



### Déscription

Cet humidificateur à ultrasons est très convivial avec un réservoir d'eau amovible de 2,8 l et convient aux pièces jusqu'à 25 m<sup>2</sup>. Il est très économe en énergie et silencieux, il ne vous dérangera donc pas. Le niveau d'eau est visible et le réservoir d'eau peut être retiré. De plus, il s'éteint automatiquement. L'humidificateur peut être utilisé avec des huiles aromatiques et les tampons aromatiques appropriés pour un parfum agréable dans la pièce.

- Indicateur LED
- Comprend 15 tampons aromatiques à utiliser avec des arômes

## Spécifications

<b>Marque</b>	Beurer
<b>Dimensions du produit</b>	L 12 cm, H 34 cm, L 25 cm
<b>SKU leverancier</b>	68105
<b>Puissance</b>	20 W
<b>Taille réservoir</b>	2.8 L
<b>Puissance d'humidification</b>	220 milliliter per hour
<b>Fonction d'arrêt automatique</b>	Oui
<b>Réservoir d'eau amovible</b>	Oui
<b>sku</b>	1543517
<b>Type d'emballage</b>	Pièce