

1543517 - LB 44 humidificateur d'air à ultrason - 1 st



Déscription

Cet humidificateur à ultrasons est très convivial avec un réservoir d'eau amovible de 2,8 l et convient aux pièces jusqu'à 25 m². Il est très économe en énergie et silencieux, il ne vous dérangera donc pas. Le niveau d'eau est visible et le réservoir d'eau peut être retiré. De plus, il s'éteint automatiquement. L'humidificateur peut être utilisé avec des huiles aromatiques et les tampons aromatiques appropriés pour un parfum agréable dans la pièce.

- Indicateur LED
- Comprend 15 tampons aromatiques à utiliser avec des arômes

Spécifications

Marque	Beurer
Dimensions du produit	L 12 cm, H 34 cm, L 25 cm
SKU leverancier	68105
Puissance	20 W
Taille réservoir	2.8 L
Puissance d'humidification	220 milliliter per hour
Réservoir d'eau amovible	Oui
Fonction d'arrêt automatique	Oui
sku	1543517
Type d'emballage	Pièce