

1547022 - Assise confort Swift ouverture std 18 cm - 1 pc



Déscription

Le siège confort Etac Swift Mobil améliore la sensation de bien-être de ceux qui ont besoin d'un peu plus de confort et de soutien. Le siège profilé a une hauteur de 4 cm et une ouverture de 18 cm de large. Le siège offre un soutien doux pour les cuisses et donne à l'utilisateur un sentiment de confort et de sécurité.

Spécifications

Marque	Etac
Dimensions du produit	L 18 cm, H 4 cm
Composition	Polyuréthane
sku	1547022
Type d'emballage	Pièce