

**1574505 - Insyte™-W - I.V. cathéter avc ailles - 20G x 30 mm - roze -
1 x 50 pcs**



Déscription

BD Insyte™-W - Cathéter stérile avec ailles pour perfusion intraveineuse, s'insère confortablement dans la peau. Le matériau BD Vialon™ rend l'insertion fiable et facile.

Spécifications

Marque	BD
Stérile	Oui
Mécanisme de sécurité	Non
sku	1574505
Débit	60 milliliter per minute
Diamètre externe cathéter	1.1 mm
Couleur	Roze
Dimensions	20G x 30 mm
Dimensions en mm	1,1 x 30 mm
Méthode de stérilisation	Oxide éthylène
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Type d'emballage	Boîte