

**1609232 - Tabouret 272 - plastique noir - 5 roues - 45 - 65 cm -  
revêtement standard - Canneberge - 1 pc**



## Déscription

Le tabouret Ritter 272 Air Lift de Midmark offre un confort, un soutien et une stabilité optimaux. Grâce à la conception en forme d'étoile de la base, vous avez un accès plus proche au patient et profitez d'une maniabilité stable et sans effort. La base à cinq pieds en plastique noir avec roulettes assure une solidité supplémentaire et supporte une charge d'environ 136 kg.

*Attention : la couleur du tabouret comme sur l'image diffère de la réalité. Pour la couleur exacte vérifié le tableau de couleur.*

## Spécifications

<b>Marque</b>	Midmark
<b>Roues</b>	Oui
<b>Anneau de pied</b>	Non
<b>Dossier</b>	Non
<b>Diamètre du siège</b>	40 cm
<b>Nombre de roues</b>	5
<b>Produits similaires</b>	Non
<b>sku</b>	1609232
<b>Couleur</b>	Cranberry
<b>Couleur châssis</b>	Noir
<b>Matériel châssis</b>	Matière synthétique
<b>Réglable en hauteur avec un vérin à gaz</b>	45 - 65 cm
<b>Type d'emballage</b>	Set
<b>Type de siège</b>	Siège rond