

1602029 - WelchAllyn brassards eco à usage unique - enfant - 15-21 cm - 1 x 100 pcs



Déscription

Le brassard pédiatrique Welch Allyn FlexiPort permet des mesures de la pression artérielle précises et confortables pour des circonférences de bras de 15 à 21 cm. Ce brassard robuste et sans latex est compatible avec les tensiomètres Welch Allyn dotés d'un raccord FlexiPort et bénéficie d'une garantie de 3 ans.

Spécifications

Marque	WelchAllyn
sku	1602029
Statut d'approbation	A approuver
Type d'emballage	Pièce