

## 1543095 - Planche de fixation - 1 pc



### Déscription

La planche de fixation est un bon moyen d'aide pour les personnes qui n'utilisent qu'une main ou qui ont une utilisation limitée des deux mains. La poignée s'ajuste facilement grâce à la pince pour gauchers ou droitiers. 4 pieds anti-dérapants. Ventouses pour le montage, si nécessaire. Résistant au lave-vaisselle

### Spécifications

<b>Marque</b>	Etac
<b>Dimensions du produit</b>	L 29.5 cm, H 3.5 cm, L 31.5 cm
<b>Conforme à la norme HACCP</b>	Oui
<b>Pliable</b>	Non
<b>Composition</b>	Polystyrène et acier inoxydable
<b>sku</b>	1543095
<b>Couleur</b>	Blanc
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce