

1543095 - Planche de fixation - 1 pc



Déscription

La planche de fixation est un bon moyen d'aide pour les personnes qui n'utilisent qu'une main ou qui ont une utilisation limitée des deux mains. La poignée s'ajuste facilement grâce à la pince pour gauchers ou droitiers. 4 pieds anti-dérapants. Ventouses pour le montage, si nécessaire. Résistant au lave-vaisselle

Spécifications

Marque	Etac
Dimensions du produit	L 29.5 cm, H 3.5 cm, L 31.5 cm
Pliable	Non
Conforme à la norme HACCP	Oui
Composition	Polystyrène et acier inoxydable
sku	1543095
Couleur	Blanc
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce