

1550772 - Detectaplast® rouleau - 6 cm x 5 m - 1 pc



Déscription

Detectaplast pansement Universal horeca sur rouleau est hydrofuges, résistant à la saleté en composés de PE polyéthylène très résistant. La couleur bleu permet d'une détection visuelle rapide et a un adhésif hypoallergénique très puissant qui permet au pansement de bien adhérer. Le pansement a un feuille d'aluminium sous la plaie et est détectables et électromagnétiquement.

Spécifications

Marque	Detectaplast
Composition	Matériau PE (polyéthylène) très résistant et sans latex
Compresse	Oui
sku	1550772
Stérile	Non
Couleur	Bleu
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Taille	6 cm x 5 m
Type d'emballage	Rouleau