

1550555 - Dover sonde Tiemann avec ballon 5 - 10 ml - silicone - 44 cm - Ch 18 - 1 x 10 pcs



Déscription

Les sonde en silicone Tiemann avec embout Tiemann sont fabriqués dans un matériau biocompatible, inorganique, non-poreux, non-toxique et non-adhésif. Cela aide à réduire l'incidence des croûtes, de l'urétrite et de la sténose par rapport aux cathéters en latex, les cathéters sont sans-latex. Les cathéters sont emballés dans une pochette extérieure pelable et une gaine intérieure facile à ouvrir. Les sondes peut être stérilisé avec le méthode l'oxide éthylène.

Spécifications

Marque	Cardinal Health
Dimensions du produit	L 44 cm
Composition	100% en silicone
Sans latex	Oui
Stérile	Non
sku	1550555
Diamètre sonde	Ch 18
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIb
Sex	Unisex
Type d'emballage	Boîte