

## 1542185 - Seca 807 pèse-personne digitale en verre - 150 kg - 1 pc



### Déscription

Ce sont ses dimensions extra-plates qui garantissent son faible niveau d'élévation. Cette compacité est rendue possible par quatre cellules de pesée spécialement conçues. D'autres bonnes raisons de choisir ce modèle sont sa plate-forme en verre de haute qualité et ses grands chiffres à cristaux liquides. Poids maximal de 150 kg.

## Spécifications

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| <b>Marque</b>                                 | Seca                            |
| <b>Taxe Bèbat</b>                             | 0.05 EUR                        |
| <b>Poids max.</b>                             | 150 kg                          |
| <b>Mémoire</b>                                | Non                             |
| <b>Calibré</b>                                | Non                             |
| <b>Avec tige de mesure</b>                    | Non                             |
| <b>Indication de l'IMC</b>                    | Non                             |
| <b>Fonction de mise en marche automatique</b> | Oui                             |
| <b>Fonction d'arrêt automatique</b>           | Oui                             |
| <b>sku</b>                                    | 1542185                         |
| <b>Classe pèse personnes</b>                  | n/a                             |
| <b>Gradation pèse-personnes</b>               | 100 g                           |
| <b>Réglementation Européenne</b>              | 2014/30/EU                      |
| <b>Type d'emballage</b>                       | Pièce                           |
| <b>Type d'échelle</b>                         | Pèse-personnes plats numériques |