

1542185 - Seca 807 pèse-personne digitale en verre - 150 kg - 1 pc



Déscription

Ce sont ses dimensions extra-plates qui garantissent son faible niveau d'élévation. Cette compacité est rendue possible par quatre cellules de pesée spécialement conçues. D'autres bonnes raisons de choisir ce modèle sont sa plate-forme en verre de haute qualité et ses grands chiffres à cristaux liquides. Poids maximal de 150 kg.

Spécifications

Marque	Seca
Mémoire	Non
Calibré	Non
Poids max.	150 kg
Avec tige de mesure	Non
Indication de l'IMC	Non
Taxe Bemat	0.05 EUR
Fonction de mise en marche automatique	Oui
Fonction d'arrêt automatique	Oui
sku	1542185
Classe pèse personnes	n/a
Gradation pèse-personnes	100 g
Réglementation Européenne	2014/30/EU
Type d'emballage	Pièce
Type d'échelle	Pèse-personnes plats numériques