

1543457 - Thermomètre FT 09 - 1 pc



Déscription

La mesure de la fièvre en toute simplicité ! Le thermomètre clinique avec technologie de mesure par contact est facile à utiliser et étanche. Le thermomètre affiche la température en C°, ne contient ni mercure ni verre, s'éteint automatiquement et émet un signal acoustique lorsque la mesure est terminée.

Spécifications

Marque	Beurer
Digital	Oui
Code CNK	CNK 2851-061
Infrarouge	Non
Alarme fièvre	Non
Non contact	Non
Embout souple	Non
Taxe Bebat	0.06 EUR
Indicateur de piles faibles	Non
Fonction d'arrêt automatique	Oui
sku	1543457
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Type d'emballage	Pièce
Type de thermomètre	Thermomètre d'aisselle Thermomètre oral Thermomètre rectal