

1571852 - Manchette de cheville - 1 x 2 pcs



Déscription

La manchette de cheville Exxentric est le bon moyen d'étendre votre entraînement au volant avec des exercices isolés du bas du corps. Il est confortable, polyvalent, durable et léger.

La chevillière est un accessoire léger qui ne pèse que 150 g. Elle est toujours livrée en paire, ce qui vous permet de passer d'une jambe à l'autre sans problème. La manchette de cheville peut être utilisée avec la kBox et la kPulley.

Spécifications

Marque	Exxentric
sku	1571852
Réglementation Européenne	2001/95/EC
Type d'emballage	Pièce