

## 1020900 - 3M™ Tegaderm™ + pad - 9 x 25 cm - 1 x 25 pcs



### Déscription

**3M™ Tegaderm™+Pad** est un pansement en mousse non-adhésif stérile tout-en-un pratique. C'est un film respirant qui a un bon équilibre entre la vapeur d'eau et l'oxygène, de sorte que le pansement est facile à appliquer. Nos serviettes sont étanches, ce qui permet de se doucher ou se baigner sans retirer le pansement, elles tiennent 4 jours même après contact avec l'eau. Le coussinet est collé à un pansement en film transparent plus grand et fin pour assurer un processus de cicatrisation normal avec moins de douleur et de traumatisme. La compresse non adhésive ne colle pas à la plaie.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Solventum
<b>Composition</b>	PU
<b>Compresse</b>	Oui
<b>Perforé</b>	Non
<b>Sans latex</b>	Oui
<b>sku</b>	1020900
<b>Stérile</b>	Oui
<b>Couleur</b>	Transparent
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
<b>Taille</b>	9 x 25 cm
<b>Type d'emballage</b>	Boîte