

1006476 - Ella test d'acuité visuelle de Landolt à 5 mètres - 1 pc



Déscription

Le tableau oculaire de Landolt est l'optotype standard pour la mesure de l'acuité dans la plupart des pays européens. Le test des anneaux de Landolt utilise la reconnaissance des formes. Ce test de vision oculaire convient également aux analphabètes.

Spécifications

Composition	PVC
sku	1006476
Produits similaires	Oui
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce