

## 1006476 - Ella test d'acuité visuelle de Landolt à 5 mètres - 1 pc



### Déscription

Le tableau oculaire de Landolt est l'optotype standard pour la mesure de l'acuité dans la plupart des pays européens. Le test des anneaux de Landolt utilise la reconnaissance des formes. Ce test de vision oculaire convient également aux analphabètes.

### Spécifications

<b>Composition</b>	PVC
<b>sku</b>	1006476
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce