

1618158 - SpineTechnics TECH 05 - table de traitement en 5 parties - électrique



Déscription

Le SpineTechnics Tech 05 est un **table de traitement à 5 pièces avec tête et ouverture faciale réglables**, tant positivement que négativement, au moyen d'un vérin à gaz. Les sections pivot et siège peuvent être réglées sans effort, grâce au vérin à gaz et/ou au pli électrique, ce qui garantit une position de traitement optimale pour différentes thérapies.

Les pieds antidérapants réglables en hauteur offrent une adhérence et une stabilité accrues sur n'importe quelle surface, ce qui permet de maintenir le divan fermement en place, même pendant les traitements intensifs.

Disponible avec un cadre **Classic ou Premium**. **Le cadre Classic**, robuste, garantit une durabilité exceptionnelle. De plus, chez SpineTechnics, vous bénéficiez d'une **garantie de 10 ans** sur ce cadre solide.

L'ouverture du visage avec interrupteur circulaire offre un confort supplémentaire pendant les traitements où le patient est allongé sur le ventre.

Le dossier est facilement réglable grâce à un **vérin à gaz**, ce qui vous permet de définir sans effort l'angle parfait.

Grâce à ses **roulettes** qui facilitent les déplacements sans nuire à la stabilité, cette table de traitement est la combinaison idéale de facilité d'utilisation, de flexibilité et de style, et constitue un complément indispensable à toute salle de traitement professionnelle.

Disponible en différentes couleurs standard ou silvertex à consulter dans le document de palette de couleurs ci-dessous.

Spécifications

Marque	Spinetechnics
sku	1618158
Hauteur	48-100 cm
Roues incluses	Oui
Hauteur réglable	Oui
Porte-rouleau de papier inclus	Non
Capacité de levage	160 kg
Accoudoirs	Qui
Contrôle de hauteur standard	Commande phérférique
Fente nasale triangulaire	Fente nasale allongée
Nombre de parties	5-parties
Pli électrique	Qui
Réglage de la hauteur	Electrique
Table type pièce	Partie tête
Type d'emballage	Pièce