

1543150 - Belluno - lit électrique - 90 x 200 cm - hêtre - 1 pc



Déscription

Une élégance classique et des lignes droites caractérisent le lit médicalisé belluno. Grâce au plan de couchage réparti en quatre parties réglables, le patient bénéficie d'un grand nombre de positions de confort et de repos possibles. Le plan de couchage à réglage électrique avec triple fonction automatique facilite le réglage de la partie de tête et des jambes et le réglage individuel de la position de couchage. La hauteur du lit peut être réglée en continu entre 36 et 80 cm. Elle permet d'y accéder et d'en sortir dans le confort et assure une hauteur de travail ergonomique et agréable. Les barrières latérales sont intégrées de manière discrète dans le cadre du lit et peuvent être abaissées en quelques gestes lorsqu'elles ne sont pas requises.

Spécifications

Marque	Bock
Taxe Bemat	0.05 EUR
sku	1543150
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce