

1611074 - Klinion bandage compressif - stérile - 12 cm x 12 cm - 10 pcs



Déscription

Le pansement rapide Klinion est idéal pour couvrir rapidement et efficacement une plaie qui saigne. Particulièrement adapté aux premiers secours, il est indispensable dans la trousse de premiers secours.

Il s'agit d'un pansement roulé en coton compressé, recouvert d'une couche de non-tissé. Une bande hydrophile légèrement élastique est fixée des deux côtés.

Spécifications

Marque	Klinion
sku	1611074
Stérile	Oui
Auto-adhésif	Non
Composition	Compresse absorbant en coton hydrophile compressé avec une couche de contact non-tissée pour la plaie. Les deux côtés sont munis d'une bande de fixation.
Compresse	Oui
Sans latex	Oui
Quantité par emballage	1 x 10 pcs
Taille	12 x 12 cm
Type d'emballage	Boîte