

1611074 - Pansement rapide Klinion - stérile - 12 cm x 12 cm - 10 pcs



Déscription

Le pansement rapide Klinion est idéal pour couvrir rapidement et efficacement une plaie qui saigne. Particulièrement adapté aux premiers secours, il est indispensable dans la trousse de premiers secours.

Il s'agit d'un pansement roulé en coton compressé, recouvert d'une couche de non-tissé. Une bande hydrophile légèrement élastique est fixée des deux côtés.

Spécifications

Marque	Klinion
Composition	Coton d'habillage pressé dans une couche de non-tissé
sku	1611074
Stérile	Oui
Auto-adhésif	Non
Quantité par emballage	Par piece
Taille	12 x 12 cm
Type d'emballage	Boîte